

ScanZon

HV

- Anvendelse:** ScanZon HV flydende maskinopvaskemiddel uden klor er velegnet til al opvask i såvel blødt som hårdt vand af rustfrit stål, glas og porcelæn. ScanZon HV benyttes derfor med fordel, til vask af kirurgiske instrumenter og narkoseudstyr. **MED UNDTAGELSE AF ALUMINIUM.** ScanZon HV kan anvendes i alle typer opvaskemaskiner.
- Egenskaber:** ScanZon HV har stor renseevne.
- Dosering:** ScanZon HV er beregnet til dosering i automatisk doseringsudstyr. Doseringen indstilles af leverandøren. Dosering 1,5-3,0 g pr. 1 l vand, afhængig af vandets hårdhedsgrad og opvaskens karakter.
- Indhold:** **Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:**
5-15%: EDTA og salte heraf <5%: polycarboxylater.
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.
- Vægtfylde:** Ca. 1,16 kg/l
- pH-værdi:** Koncentrat: Ca. 13,0
0,2% brugsopløsning: Ca. 11,0
- Opbevaring:** Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.
Holdbarhed: 36 måneder
- Emballage:** Karton á 3x5,5 kg plastdunk.
- Sikkerhed:** Se vedlagte sikkerhedsdatablad af 18.01.2015

Scan-Clean
ApS

Frederikshøjvej 78 · 7100 Vejle
Tel. 75 83 83 99 · Fax 75 83 10 15
post@scan-clean.dk · www.scan-clean.dk
ISO 14001 Miljøcertificeret

M
A
S
K
I
N
E
L
O
P
V
A
S
K