

KLORTABS

Side 1/1 Databladsnr.: 1880

Dato: 3. jul 2012.

PRODUKTTYPE	Klorholdigt desinfektionsmiddel	
ANVENDELSE	KLORTABS er velegnede til brug ved desinfektion af apparatur og rekvisitter i levnedsmiddelindustrien.	
EGENSKABER	KLORTABS er et effektivt desinfektionsmiddel til brug efter endt rengøring.	
KARAKTERISTIK	Hvid tablet	
BRUGSANVISNING OG DOSERING	KLORTABS doseres i forholdet 1 tablet til 10 liter vand (200 ppm chlor i brugsopløsning). Indvirkningstid 2-5 minutter. Temperatur: Max. 40°C. Desinfektionen foretages efter forudgående rengøring og afskylning med rent vand. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.	
PRODUKTDATA	Opløselighed	God - opløses direkte i vand
	pH-brugsopløsning, ca:	6-7 (1%)
	Flammepunkt	>100°C
LAGRING	Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås. Tørt og køligt. Bemærk: Før den tomme emballage bortskaffes, skal den skylles i rent vand.	
GODKENDELSE	Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer: FA 4800-226/01.	
SIKKERHEDS-FORHOLD	Se gældende sikkerhedsdatablad.	

NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czostów, Tel +48 (0)22 785 1002